

N° de série : 12541648	N° Document : 26V12 / DDUTSCHER
Référence : Biohit 725 - 3 / Ref Dutscher: 070806	Mise en service : Date : 21/08/2012
Modèle : mLINE - var. 0.3-3 µl - type A	Nombre de canaux : 1 Heure : 15:19:28
Constructeur : BIOHIT	

Demandé par : DUTSCHER BRUMATH

Remarques : Vérification en l'état

Volume : 0,3 µl

Moyenne :	0,257 µl	Minimum :	0,238 µl	Maximum :	0,265 µl		
Erreur systématique	Ev : -0,043 µl	E%	-14,45 %	Tolérance E :	0,125 µl	CONFORME	
Erreur aléatoire	Sv : 0,009 µl	CV%	3,54 %	Tolérance S :	0,075 µl	CONFORME	

10 mesures (en mg)

0,262 0,257 0,264 0,248 0,264 0,264 0,237 0,261 0,251 0,250

Volume : 1,5 µl

Moyenne :	1,487 µl	Minimum :	1,462 µl	Maximum :	1,502 µl		
Erreur systématique	Ev : -0,013 µl	E%	-0,85 %	Tolérance E :	0,125 µl	CONFORME	
Erreur aléatoire	Sv : 0,012 µl	CV%	0,80 %	Tolérance S :	0,075 µl	CONFORME	

10 mesures (en mg)

1,457 1,474 1,478 1,481 1,480 1,480 1,495 1,492 1,489 1,497

Volume : 3 µl

Moyenne :	3,030 µl	Minimum :	3,010 µl	Maximum :	3,045 µl		
Erreur systématique	Ev : 0,030 µl	E%	1,00 %	Tolérance E :	0,125 µl	CONFORME	
Erreur aléatoire	Sv : 0,013 µl	CV%	0,44 %	Tolérance S :	0,075 µl	CONFORME	

10 mesures (en mg)

3,002 3,000 3,014 3,019 3,032 3,008 3,030 3,027 3,035 3,034

Conformité : l'appareil est déclaré conforme si l'erreur de justesse E est inférieure ou égale à l'EMT(E) choisie et si l'écart type expérimental S est inférieur ou égal à l'EMT(S) choisie.

Conclusion CONFORME

Décontamination Bactéricide, Virucide, Inactivation du virus de l'hépatite B et du SIDA, Tuberculicide

Opérateur : MIRONSKA Ewa

Signature :



Identification balance : Mettler XP26PC n°1123110561

Liquide utilisé : Eau distillée

Références : masses : MAE01 n° 19429235 (1mg à 100g)
méthode gravimétrique : procédure PLM050

Certificat n° Z11 01042 & Z11 01043 du 25/01/2011
référentiel : ISO 8655

Température : 22,8 °C

Pression : 998,3 hPa

Hygrométrie : 67,5 %

Pointe : ClearLine 015020CL

Evaporation : 0 mg

Facteur : 1,0033 µl/mg

ClearLine 035210CL (Low Binding)

Accurate Poly Services

Laboratoire de Métrologie

Rue Geiler de Kaysersberg

67400 ILLKIRCH Tél : 0388654280 Fax : 0388654285

SAS au capital de 65 000 € - RCS : Strasbourg TI 444856942 - SIRET 444 856 942 00016 - APE 743 B

Site Internet : www.aps-metrologie.fr / E-mail : contact@aps-metrologie.fr