


Die Anwender sind von der neuen Mikropipette begeistert und berichten*:

MYPIPETMAN-BEWERTUNG



"Es ist ein zeitloses Produkt"
"Sehr ergonomisch, angenehm und präzise"
"Sehr einfach zu benutzen"



* Laut einer 2023 von Gilson durchgeführten Nutzerumfrage



Optimale Ergonomie :

- Gewicht und ausgewogen mit Schwerpunkt nahe der Handmitte
- Rutschfester Griff
- Erfordert eine geringe Pipettierkraft
- Patentiertes Auswurfsystem mit integriertem Hebel, um die Auswurfkraft der Spitze deutlich zu reduzieren

Trilock™-Verriegelungssystem mit drei Positionen :

- Frei positionierbare Volumeneinstellung für schnelle und mühelose Anpassung des Volumens
- Voluminaregelung mit leichtem Klickgeräusch zur genauen Anpassung des Volumens
- Volume Lock Position für sicheres Pipettieren

Personalisierbar :

- Möglichkeit, einen beliebigen Schrifteintrag kostenlos auf den Stiel zu drucken*.
- Optional erhältliche farbige Sichtfenster
- Vollständig autoklavierbar

* Anmeldung auf 40 Zeichen (inkl. Leerzeichen) beschränkt, keine Sonderzeichen. Maßgeschneidertes Modell weder zurückgenommen noch umgetauscht.

Einkanal

Volumen (µl)	Geeignete Spitzen	Schrittweite (µl)	Ohne Schrifteintrag			Mit Schrifteintrag		
			Art. Nr.	€	€ PROMO	Art. Nr.	€	€ PROMO
0,2 - 2	D(F)(L)10(ST)	0,002	400143	346 -	246 -	400143P	346 -	246 -
1 - 10		0,02	400144	346 -	246 -	400144P	346 -	246 -
2 - 20	D200, DF30ST	0,02	400145	346 -	246 -	400145P	346 -	246 -
10 - 100	D200, DF100ST	0,2	400146	346 -	246 -	400146P	346 -	246 -
20 - 200	D(F)(L)200(ST), D(F)(L)300(ST)	0,2	400147	346 -	246 -	400147P	346 -	246 -
100 - 1.000		2	400148	346 -	246 -	400148P	346 -	246 -
500 - 5.000	D5000	2	400149	346 -	246 -	400149P	346 -	246 -
1.000 - 10.000	D10ml	20	400150	346 -	246 -	400150P	346 -	246 -

Mehrkanäle

Volumen (µl)	Geeignete Spitzen	Schrittweite (µl)	8 Kanäle						12 Kanäle					
			Ohne Schrifteintrag			Mit Schrifteintrag			Ohne Schrifteintrag			Mit Schrifteintrag		
			Art. Nr.	€	€ PROMO	Art. Nr.	€	€ PROMO	Art. Nr.	€	€ PROMO	Art. Nr.	€	€ PROMO
0,5 - 10	D(L)10	0,02	400151	974 -	694 -	400151P	974 -	694 -	400152	1120 -	794 -	400152P	1120 -	794 -
2 - 20	DL10, D200	0,02	400153	974 -	694 -	400153P	974 -	694 -	400154	1120 -	794 -	400154P	1120 -	794 -
20 - 200	D200	0,2	400155	974 -	694 -	400155P	974 -	694 -	400156	1120 -	794 -	400156P	1120 -	794 -
20 - 300	D300	0,2	400157	974 -	694 -	400157P	974 -	694 -	400158	1120 -	794 -	400158P	1120 -	794 -

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	€
400159	Dunkelblaues MyPipetman-Lesefenster	12,90 -
400161	Weißes MyPipetman-Lesefenster	12,90 -
400162	Blaues MyPipetman-Lesefenster	12,90 -
400163	Rotes MyPipetman-Lesefenster	12,90 -
400164	Gelbes MyPipetman-Lesefenster	12,90 -
400165	Grünes MyPipetman-Lesefenster	12,90 -

